

Apparecchio per protrazione Great Lakes NOLA



Apparecchio Face Mask

300-306 Piccolo
300-307 Grande



Apparecchio Hickham

300-308 Piccolo
300-309 Grande

INFORMAZIONI PER L'ORDINE SUL RETRO ►

I vantaggi dell'apparecchio per protrazione NOLA:

- L'apparecchio NOLA Face Mask è facile da montare e presenta una comoda fascia per la testa.
- L'apparecchio Hickham è comodo per l'utilizzo durante il sonno, non inibisce il movimento mandibolare ed è ideale anche per essere indossato durante il giorno.
- L'apparecchio per protrazione NOLA è progettato per spostare in avanti denti singoli, gruppi di denti o intere arcate. L'apparecchio è completamente regolabile e offre due taglie per la mentoniera.

Suggerimenti per il trattamento:

Gli elastici attaccati agli ultimi denti agiranno come elastici di Classe III sull'arcata superiore. In altre parole, tenderanno ad aprire il morso estrudendo quei denti. Pertanto, è preferibile avere gli elastici attaccati alla parte anteriore dell'arcata. Ciò è particolarmente vero per i casi di Classe III dove la premascella deve essere sviluppata verso il basso e in avanti in un sistema di crescita normale.

A volte, il paziente potrebbe avere una sudorazione eccessiva per i primi tre giorni in cui indossa la mentoniera. In seguito, il tessuto si adatta e tale sudorazione solitamente scompare. Non provare a risolvere il problema perforando la mentoniera per far circolare l'aria. L'aria non circolerà attraverso i fori e al paziente non piacerà avere un mento punteggiato una volta rimossa la mentoniera. Se la sudorazione persiste o il paziente è allergico all'acrilico, sono disponibili rivestimenti in tessuto.

AVVISO IMPORTANTE PER I MEDICI! Per evitare lesioni oculari, assicurarsi di aver informato i pazienti e i genitori in merito alle adeguate precauzioni di sicurezza quando si indossa e si rimuove l'apparecchio. Mettere in guardia i pazienti sui rischi derivanti da giochi violenti o pericolosi quando si indossa l'apparecchio.

ARTICOLO**N. ORDINE**

Apparecchio per protrazione e pezzi di ricambio	
Face Mask piccolo Face Mask grande	300-306 300-307
Hickham piccolo Hickham grande	300-308 300-309
Fascia per la testa per Hickham (entrambe le dimensioni)	300-312
Fascia frontale e dadi di bloccaggio per Face Mask (entrambe le dimensioni)	300-313
Dadi di bloccaggio per fascia frontale (2/pacco)	300-314
Punte protettive in plastica (10/pacco)	300-316



Great Lakes[®]
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150 USA
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626
Great People. Great Products. **Great Lakes.**